

O•scan^{SMART}

L'IRM des extrémités



e saote
HEALTH WITH CARE

Une IRM dédiée aux extrémités

L'IRM **O-scan SMART** est un système confortable et non claustrophobique, spécifiquement conçu pour l'exploration clinique des articulations et des membres. Son efficacité et sa rentabilité en font une solution idéale pour les cabinets spécialisés indépendants comme pour une intégration au sein de services de radiologie.

Une ressource précieuse pour les **radiologues, orthopédistes, cliniques de médecine du sport, cliniques de la main, podologues et rhumatologues.**

L'**O-scan SMART** répond parfaitement aux exigences actuelles de maîtrise des coûts, sans compromis sur la qualité et la fluidité du flux de travail.



Pas de claustrophobie, le patient reste complètement en dehors de l'aimant



Installation facile dans un espace réduit : 9 m² minimum (100 ft²)



Solution prête à l'emploi avec une faible consommation électrique



Débit amélioré et flux de travail simplifié grâce au positionnement en temps réel et à la fonction avancée AgilExam



Des possibilités d'imagerie étendues et performantes pour les extrémités grâce à la technologie eXP*

*Optionnelle

Toutes les performances de l'IRM musculosquelettique, dont vous avez besoin, dans une solution facile à installer et simple à utiliser.





La solution intelligente alliant confort et facilité d'installation, même pour les sites à taille réduite

O-scan SMART est un système IRM musculosquelettique performant et compact. Cette solution reflète l'expertise approfondie d'Esaote en IRM MSK, offrant une qualité d'image pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Une solution autonome unique, qui peut facilement fonctionner en complément d'IRM corps entier au sein des services de radiologie, libérant des créneaux pour les cas d'urgence et optimisant le flux de travail quotidien.






Installation compacte

Avec ou sans cage RF.



Conçu pour le confort

Seule l'extrémité à examiner est positionnée dans le système.




Technologie IRM de Pointe

Réduction des artefacts métalliques pour supprimer ou atténuer les distorsions dues aux métaux en coupe; 3D SHARC pour l'imagerie du cartilage; technologies brevetées telles que SpeedUp pour un débit optimisé.



Évaluation dynamique des articulations

IRM True-Motion* pour une analyse dynamique des pathologies en mouvement articulaire.



Moniteur en temps réel

Permet de vérifier le positionnement du patient directement depuis le gantry.

*Optionnel

Technologie **eXP**

La **technologie eXP*** améliore globalement les performances grâce à des techniques avancées de traitement IRM, telles que Speed-Up, la réduction du TR, et des séquences 3D pour une imagerie avancée.

- ✓ SpeedUp
- ✓ 3D isotropique 0,4 mm
- ✓ X-Bone
- ✓ True-Motion
- ✓ Réduction des artefacts métalliques

L'acquisition en temps réel permet à l'opérateur de vérifier le positionnement du patient directement depuis le moniteur du système.

*Pack optionnel

Productivité accrue

Permet d'examiner plus patients par jour.

Diagnostic amélioré


Augmentation de la résolution d'image et ajout de séquences supplémentaires, avec plus de flexibilité, tout en conservant la même durée de protocole.

Meilleure expérience patient


La réduction des temps d'acquisition se traduit par plus de temps consacré au soin et au confort du patient.




Images cliniques




Genou FSE T2 Sagittal




Genou 3D SHARC Axial




Genou XBONE Sagittal



Poignet XBONE Sagittal



Poignet SpinEcho T1 Axial




Coude 3D SHARC Coronal



Cheville STIR Sagittal



Cheville GE T2 Coronal




Pied SpinEcho T1 Axial




AgilExam* est un logiciel avancé en trois clics pour l'auto-alignement des coupes, qui accélère le flux d'examen et améliore la constance de la qualité.


AgilExam positionne automatiquement les coupes, tant en angulation qu'en nombre, en fonction de la latéralité et de la taille de l'anatomie.



Positionnement facile du patient via le moniteur en temps réel.



Sélection de la tâche d'examen souhaitée dans la liste AgilExam.



Vérification du positionnement automatique des coupes puis confirmation du lancement du protocole.

*Pack optionnel

eXP Technology

O-scan SMART propose des techniques d'acquisition avancées permettant de réduire la durée des examens, de réaliser des acquisitions 3D isotropiques, de diminuer les artefacts métalliques et d'effectuer une imagerie dynamique en temps réel des articulations.


True-Motion

La technique **True-Motion** constitue un outil supplémentaire pour améliorer la prise en charge du patient, notamment en médecine du sport professionnelle, en permettant l'étude fonctionnelle des articulations.

Imagerie 3D



3D SHARC Isotropic 0,4 mm




MPR

Réduction des Artefacts Métalliques



*Pack optionnel

Conçu pour la Performance




Genou PD coronal



Genou FSTIR coronal



Genou PD sagittal




Coude FSE T2 axial



Coude GE T1 coronal



Coude FSTIR coronal



Chevile XBONE sagittal




Cheville FSE T2 coronal




Cheville 3D SHARC sagittal




Poignet GE T1 coronal



Poignet XBONE T2 coronal



Doigt 3D SHARC sagittal



Main SE T1 coronal



Pied XBONE T1 coronal

Adoptez l'Excellence

- ✓ Antennes dédiées pour une performance optimale sur chaque anatomie examinée.
- ✓ Spécifiquement conçues pour les extrémités.
- ✓ Système à enclenchement rapide, sans câbles = plus fiable, et plus simple d'utilisation.
- ✓ Reconnaissance automatique des antennes.



Antennes larges
genou, mollet et
cheville (DPA)



Petites antennes
main/poignet*, coude



Antennes larges
cheville/pied, main/
poignet/coude

Une Approche plus intelligente pour la prise en charge des patients

Qualité d'image constante

Large éventail d'applications cliniques
associé à un logiciel avancé.

Confort du patient

Système non claustrophobe équipé d'un
siège patient confortable.

Applications uniques

True-Motion, imagerie post-chirurgicale.

Économie

Faible consommation d'énergie,
installation facile et faibles coûts
d'exploitation.



Pourquoi choisir O-scan SMART ?



Antennes multicanaux dédiées pour une qualité d'image performante.



Qualité d'image répondant à vos besoins quotidiens en imagerie IRM.



Faibles volumes ou contraintes économiques ? L'**O-scan SMART** est la solution idéale.




IRM durable

IRM sans hélium à faible consommation électrique. Installation compacte nécessitant peu d'espace et des coûts de maintenance réduits.



Imagerie avancée **O-scan SMART** inclut des options telles que la 3D isotropique, la réduction des artefacts métalliques (MAR), True-Motion et des technologies d'analyse rapide comme SpeedUp, pour soutenir les fonctions d'imagerie avancées.



Affichage en temps réel pour un positionnement rapide.



Confort patient optimisé.



Besoin d'un débit élevé ? Choisissez l'**O-scan SMART** avec les technologies Speed-Up et réduction du TR.



Exigences d'installation minimales.

Agilexam

AgilExam : workflow d'examen accéléré et qualité d'image constante pour une productivité accrue.



IRM Esaote

L'un des 10 principaux fournisseurs mondiaux en imagerie diagnostique, respectant les plus hauts standards de qualité en production et assurant des processus de service rigoureux.





160000501 Ver.01 FR



Esaote S.p.A. - société à actionnaire unique

Via Enrico Melen 77, 16152 Genova, ITALY, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275, info@esaote.com
www.esaote.com

Esaote Medical SAS - 101 rue Pereire, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Tél. +33 1 8204 8900, info.france@esaote.com

Les technologies et fonctionnalités dépendent du dispositif et de sa configuration. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations peuvent faire référence à des produits ou à des modalités qui ne sont pas encore autorisés dans tous les pays. Les images des produits sont fournies à titre illustratif uniquement. L'IRM O-scan est un dispositif médical de classe IIa à destination des professionnels de santé. Il intervient dans la pratique diagnostique. L'examen médical doit être réalisé par un médecin ayant compétence pour la pratique et la réalisation de ces actes. Celui-ci doit au préalable prendre connaissance et respecter les conditions et recommandations d'utilisation figurant dans la notice fournie avec le DM. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE0123. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.